



Cuissarde de pouliethérapie

Cuissarde avec 3 sangles pour pouliethérapie

Cette cuissarde avec sangles maintient la cuisse lors des exercices de rééducation par la pouliethérapie.

Dimensions de la fixation : L 25 x l 45 cm. Avec sangles déliées : L 25 x L 75 cm.

Cet accessoire de pouliethérapie comprend :

- 3 sangles pour fermer et maintenir l'accroche, d'une longueur de 30cm chacune.
- 6 anneaux pour attacher les sangles lors d'exercices de rééducation.

Fabriqué en France.