

## FICHE TECHNIQUE

### Culotte haute de maternité Milk - Cache CŒUR

Confort optimal durant la grossesse - Culotte respirante et ultra-légère, avec ajustement

La culotte haute Milk s'harmonise parfaitement avec la brassière de maternité et d'allaitement Milk noire CACHE CŒUR.

Cette culotte sans couture Milk assure un confort idéal pendant et après la grossesse.

Fabriquée avec de la viscose de bambou, elle est respirante et ultra-légère ; elle offre ainsi une sensation de bien-être et une douceur remarquable.

Les zones de renfort sous le ventre et dans le dos fournissent le maintien nécessaire durant la grossesse.

Équipée de larges élastiques géométriques de chaque côté, la culotte s'ajuste parfaitement à votre corps sans compresser le ventre dès trois mois de grossesse.

#### Caractéristiques :

- Haute et enveloppante
- Maintien optimal
- Sans couture
- Légère et respirante
- Dentelle et viscose de bambou : matières douces pour la peau
- Couleur : noire

Lavage : À cycle délicat, soit 30°

Composition : 82% Viscose / 14% Polyamide / 4% Élasthanne

**Label OEKO-TEX :** cette certification garantit que les matières textiles utilisées dans cette culotte sont exemptes de produits toxiques pour le corps et l'environnement.

Cette culotte est disponible dans les tailles suivantes :

- Taille S
- Taille M
- Taille L
- Taille XL

*Pour des raisons d'hygiène, nous ne pourrions pas reprendre les produits sortis*



*de leur emballage.*

Marque française : CACHE CŒUR