



### Culotte menstruelle lavable noire Silvercare - 100% coton biologique

Hypoallergénique, anti-fuite et anti-odeur. Lavable et réutilisable.

Confortable et pratique. Alternative écologique aux produits d'hygiène jetables. Culotte respirante et ultra absorbante : absorbe l'équivalent de 4 tampons. Coton 100 % biologique et certifié GOTS. Lavable jusqu'à 100 fois. Durée de vie : entre 4 ans (2 lavages machine par cycle) et 8 ans (1 lavage machine par cycle).

- Anti-odeur grâce aux tissus respirants.
- Hypoallergénique grâce au coton 100 % biologique et certifié GOTS.
- Anti-humidité grâce aux couches à absorption rapide pour un confort au sec.
- Cœur absorbant 100 % pur coton biologique certifié.
- 100 fois lavable.

#### Composée de 3 couches :

- une couche drainante permettant de drainer les flux vers la seconde couche et d'éviter les odeurs ou sensations d'humidité.
- une couche absorbante permettant d'absorber l'équivalent de 4 tampons.
- une couche imperméable composée d'une membrane étanche et respirante.

#### Disponible en 2 tailles :

- Taille L 44/46 (pour tour de taille de 102 à 110 cm).
- Taille XL 48/50 (pour tour de taille de 110 à 118 cm).

Coloris : noir.

Conditionnement : boîte d'une culotte menstruelle.