

## FICHE TECHNIQUE

### Culotte post-partum Bodyguard noire - Cache CŒUR

Ultra absorbante : protège des fuites post accouchement. Confortable avec effet galbant

La culotte post-partum Bodyguard s'harmonise avec la brassière d'allaitement Bodyguard noire CACHE CŒUR.

Cette culotte est parfaitement adaptée à la période qui suit l'accouchement.

Elle constitue un rempart contre les fuites liées aux flux abondants, les lochies, les pertes urinaires éventuelles et les prochaines règles.

Ultra absorbante : 12 heures de protection, soit l'équivalent de 8 serviettes hygiéniques de nuit

Grand confort : sa taille haute et sa bande de maintien douce et tonique garantissent une tenue efficace et un effet galbant

Design léché : en maille côtelée et d'une finition soignée, elle est agréable à porter

La **technologie Curve** : cette technologie intégrée a la particularité d'éviter les fuites liées aux écoulements utérins post-partum.

**Label Oeko-tex Standard 100** : Cette certification garantit que les matières textiles utilisées sont exemptes de produits toxiques pour le corps et l'environnement

Lavage :

- Passez directement en machine
- Rincez abondamment sous l'eau froide jusqu'à ce qu'elle soit claire
- Lavez à 40° sans adoucissant avec les autres vêtements
- Lavez une fois par mois à 60° avec les bodies de bébé

Composition : 72% Lyocell / 12% Polyester / 8% Elasthanne / 6% Polyterephthalate / 2% Polyacrylate

Tailles disponibles :

- Taille S
- Taille M
- Taille L
- Taille XL
- Taille XXL

*Pour des raisons d'hygiène, nous ne pourrions pas reprendre les produits sortis de leur emballage.*

Marque française : CACHE CŒUR

