



Culottes absorbantes MoliCare® Premium lady - Paquet de 7, 8 - Hartmann

Pour fuites urinaires légères à moyennes

Culotte absorbante anatomique constituée d'un triple coussin absorbant qui permet une diffusion rapide de l'urine vers la zone ultra-absorbante pour un effet garde au sec immédiat. Composée d'un voile externe intraversable et micro-aéré en non tissé ultra doux et d'une ceinture élastique. Sa forme échancrée la rend quasi invisible sous les vêtements.

- Enrichi à l'Aloe Vera, apporte plus de douceur grâce à son voile externe
- pH 5,5, aide à préserver le pH physiologique de la peau
- Odeurs neutralisées
- Maintien et discrétion
- Hypoallergénique

Existe en 2 tailles :

- Culotte absorbante MoliCare® Premium lady 5 gouttes - Taille M (Medium) : 38-48 (80-120cm), capacité d'absorption : 850ml, 8 culottes par sachet
- Culotte absorbante MoliCare® Premium lady 5 gouttes - Taille L (Large) : 48-60 (100-150cm), capacité d'absorption : 850ml, 7 culottes par sachet

Pour qui ?

Les personnes actives et valides, les femmes enceintes, les jeunes mamans, les femmes ménopausées, les utilisatrices des serviettes anatomiques 5 gouttes à la recherche d'une solution plus adaptée à leurs usages.

Comment ?

La culotte absorbante se met et s'enlève comme un sous-vêtement classique ou peut être retiré en déchirant les coutures latérales de la ceinture.