

## FICHE TECHNIQUE

### Cupules inox avec bec verseur et fond plat - 250 ml

Pour le transport d'instruments et de liquides

Cupules en inox, avec bec verseur et fond plat. Autoclavable et chaleur sèche.

#### 4 modèles disponibles :

- [Ø 40 mm, capacité 20 ml.](#)
- [Ø 60 mm, capacité 60 ml.](#)
- [Ø 80 mm, capacité 100 ml.](#)
- [Ø 100 mm, capacité 250 ml.](#)

**Garantie :** 2 ans

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

Matériel médical CE.

