

## FICHE TECHNIQUE

### Curette de Besnier double à usage unique stérile Robé Médical

#### Pour des soins dermatologiques hygiéniques

Curette double permettant d'effectuer un curetage avec une hygiène optimale.

Dimensions :

- Longueur: 140 mm
- Largeur: 8 mm
- Épaisseur: 3 mm

- Curette grand coté : 19 x 6 mm
- Curette petit coté : 12 x 5 mm

Emballage individuel stérile.

Vendu en boîte de 30 curettes.

Matériel médical CE.

