

### Curettes auriculaires, boîte de 50 - Bionix

Permet de retirer le cérumen en toute sécurité et en douceur chez l'adulte et l'enfant

Les Curettes Safe Ear Curettes™ permettent aux professionnels de santé de retirer le cérumen avec des curettes adaptées.

Fabriquée en polypropylène lisse et flexible conçue pour se plier lorsqu'elles rencontrent un obstacle, contrairement aux curettes rigides en acier inoxydable.

Curettes à usage unique réduisent le risque de contamination croisée tout en éliminant les coûts de stérilisation et les tracas.

Choisir une curette de taille appropriée au patient :

- **FlexLoop® blanche** : Enfants et adultes - 4mm - Idéale pour les opérations de curetage courantes. Il s'agit du type de curette le plus souple et le moins agressif avec son embout arrondi.

- **InfantScoop® bleu** : Nourrissons et enfants - 2mm - Modèle spécifiquement adapté aux petites oreilles où la forme en cuillère s'avère la plus efficace. Peut être utilisée avec un otoscope. Embout flexible.

- **MicroLoop® verte** : Adolescents et adultes - 3mm - Idéale pour extraire les bouchons de cérumen compacts. Conception rigide. Inclinaison possible de l'embout arrondi pour une meilleure prise.

- **VersaLoop® violet** : Enfants - 3mm - Permet d'intervenir précisément et en douceur grâce à sa pointe lisse et flexible.

Matériel Médical CE

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*

