



Curettes auriculaires éclairées - Assortiment de 50 curettes de formes variées - Bionix

Combinez l'illumination et le grossissement pour retirer en toute sécurité le cérumen du conduit auditif

La curette auriculaire éclairée avec grossissement illumine brillamment le conduit auditif, éliminant ainsi la pratique du curetage aveugle de la zone sensible. Permet une visualisation complète, raccourci le temps de la procédure et augmente l'efficacité.

Pour une adaptation optimale des curettes aux conditions anatomiques de chaque patient, 7 types de curettes sont disponibles. Elles permettent également d'enlever en douceur les bouchons de cérumen de dureté différente.

- Usage unique
- Non stérile

Ce kit comprend :

- 1 source lumineuse LED
- 1 loupe de grossissement
- 7 types de curettes auriculaires (50 pièces au total)

Matériel médical CE

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.