

## FICHE TECHNIQUE

### Déambulateur aluminium pliable 2x2 roues à l'avant avec assise et dossier Salamender

Légèreté, confort et mobilité pour les déplacements.

Léger et pliable, il est facilement transportable.

Ce déambulateur en aluminium est solide et sécurisant car il possède 2x2 roues à l'avant.

Son assise rembourée est confortable et peut-être maintenue en position haute pour plus d'aisance dans les déplacements.

Grâce à son dossier muni d'une mousse de protection le repos est plus agréable.

Les roues et pieds sont réglables jusqu'à 10 cm supplémentaires pour s'adapter à toutes les morphologies.

Ses poignées en mousse sont confortables pour une utilisation régulière.

- Tubes Aluminium laqués epoxy vert.

- Dimensions assise: 29 x 34 cm.

- Dimensions totales déambulateur plié : 90\* x 60 x 30 cm.

- Dimensions totales déambulateur ouvert : 80\* x 53 x 59 cm.

\* + 10 cm grâce aux 5 positions de réglage des pieds et roues.

- Poids : 3,5 kg.

- Coloris: vert

Poids maximal supporté: 120 kg d'appui.

Garantie : 3 ans

Codes LPPR 1285619 et 1290968.

Se faire rembourser par l'assurance maladie, avec Robé Médical c'est très simple, [consultez notre note informative.](#)

