

### Débitmètre de pointe électronique de poche Asma-1 Vitalograph

Pour la mesure et le suivi du débit respiratoire avec mémorisation des 600 dernières mesures

Débitmètre de pointe ASMA-1 électronique léger et compact pour un usage personnel ou professionnel.  
Calcul le FEV1 (Volume Expiratoire Maximal en 1 Seconde:VEMS) et le Débit Expiratoire de Pointe (DEP).  
Niveau de précision plus élevé que celui des débitmètres de pointe mécaniques.

- Utilisation simplifiée.
- Affichage sur écran LCD large.
- Échelle de couleur indiquant le niveau d'obstruction.
- Mémorisation automatique des 600 dernières mesures.
- Affichage du meilleur rapport VEMS/DEP.
- Fonctionne avec 2 piles AAA.

Dimensions: 113 x 63 x 48 mm.  
Poids: 55g.

Livré complet avec:

- 1 embout buccal plastique (Longueur 35 mm, diamètre intérieur 26 mm, diamètre extérieur 30 mm).
- 1 pochette de transport.
- 2 piles AAA.
- 1 guide d'utilisation.

Garantie 2 ans.

Matériel médical CE.

