



Dentifrice Anti-Plaqué C pour les dents du chien - Dermavet - Tube de 50 ml

Dentifrice canin pour des dents propres et prévient la formation de tartre, les inflammations et la mauvaise haleine.

Ce dentifrice est composé d'un mélange soigneusement sélectionné de silicates qui garantissent un nettoyage en profondeur sans endommager l'émail des dents.

Grâce à la chlorhexidine, le dentifrice combat les bactéries de la plaque dentaire sans avoir besoin d'un temps d'exposition ou de brossage prolongé.

Ce dentifrice prévient ainsi la formation de tartre, les inflammations et la mauvaise haleine.

- Nettoyage en profondeur
- Mélange de silicates (sel permettant d'éliminer la plaque dentaire et les taches de surface)
- Composé de carbonates naturels
- Comprend de la chlorhexidine (antiseptique bactéricide à large spectre)

Utilisation :

Utiliser quotidiennement, pas besoin de rincer.

Conditionnement :

Tube de 50ml

Conservation :

9 mois après l'ouverture.

Produit élaboré en Allemagne

Composition :

aqua, hydrated silica, sorbitol, calcium carbonate, hydroxyethylcellulose, phenoxyethanol, sodium bicarbonate, xylitol, ethylhexylglycerin, chlorhexidine, digluconate,