



### **Dermatoscope à Led 3.5V Eurolight D30 Kawe avec poignée rechargeable**

Dermatoscope de qualité allemande avec poignée rechargeable directement sur secteur

Dermatoscope avec éclairage intensif LED, grossissement 10 fois pour le diagnostic des lésions cutanées difficilement visibles à l'oeil nu.

- Éclairage LED: 3.5V, 15 000 lux.
- Grossissement de 10 fois.
- Réglage du foyer de -6 à +3,5 dpt.
- Embout de contact Ø 25 mm.
- Graduation de 0,5 à 10 mm pour mesurer des lésions.
- Autonomie prolongée: 50 000 heures.
- Manche en métal, rechargeable directement sur secteur.

Dermatoscope avec tête plastique, poignée métal rechargeable sur secteur, flacon de 250ml de derma-gel KAWE et trousse de rangement avec fermeture zippée.

Fabrication Allemande.

Garantie 2 ans.  
Matériel Médical CE.