

### Desserte mobile avec 3 étagères

Pour la mise à disposition de tous types de matériel médical

Guéridon mobile avec cadre modulaire en acier chromé teintées, étagères blanches stratifiées et roulettes pour la mobilité.

- Structure en métal chromé.
- Tablettes 58 x 37 cm.
- Arrêtes et coins arrondis.
- 4 roulettes.
- Entretien et désinfection facilités.
- Poids supporté: 25 kg.

Dimensions: l 37 x p 58 x h 85 cm.

Fabrication Européenne.

Montage facile.

Egalement disponible en [modèle 2 étagères](#) et [modèle 4 étagères avec prises électriques](#).

