



Détergent détartrant et désinfectant sanitaire - Exeol San - Flacon spray mousse de 750 ml

Activité désinfectante en 5 min. (bactéries, levures, virus enveloppés) - Haut pouvoir détartrant

Le spray 750 ml EXEOL SAN, prêt à l'emploi, est un détergent, détartrant et désinfectant.

Il s'utilise pour les sanitaires (baignoires, lavabos, robinets et autres surfaces émaillées, inox ou plastiques).

- Association synergique originale de trois actifs antimicrobiens (effet SCALE) dont un acide organique issu de la fermentation du sucre
- Élimine efficacement les traces d'eau, de savon
- Spray mousse pour une meilleure adhérence et visibilité du produit
- pH : 2,01 - 2,40

Propriétés microbiologiques :

Conditions de saleté, prêt à l'emploi, 5 min, 20°C :

Bactéricide : EN 13727, EN 1276, EN 17387, EN 13697.

Levuricide : EN 13624, EN 1650, EN 17387, EN 13697.

Virucide contre les virus enveloppés : EN 14476, EN 16777.

Utilisation :

Respecter le plan d'hygiène de l'établissement.

Exeol san est prêt à l'emploi, lors de la première utilisation, détacher la protection d'inviolabilité de la buse.

1. Déverrouiller la sécurité du spray,
2. Pulvériser uniformément sur la surface de manière à bien couvrir la zone à traiter ($\pm 23\text{mk/m}^2$, à 20-30cm de la surface),
3. Temps de contact : 5 min,
4. Frotter si nécessaire,
5. Rincer et essuyer à l'aide d'un support adapté,
6. Verrouiller la sécurité après utilisation,

Répéter l'opération de désinfection chaque fois que nécessaire.

Conditionnement :

Spray mousse de 750 ml

Composition :

Préparation liquide biocide TP2, Substances actives biocides (% m/m) :
Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (CAS : 7173-51-5) 0,15% ; Chlorure d'alkyl(C12-C16) diméthyl benzyl ammonium (CAS : 68424-85-1) 0,05% ; Acide