

FICHE TECHNIQUE



Disque pivotant de transfert rembourré - Rotation 360° - Sundo

Disque pivotant de transfert rembourré - Rotation 360° - Avec housse amovible
- Capacité maximale de 100 kg

Le disque pivotant de transfert rembourré noir offre une solution ergonomique aux personnes ayant une mobilité réduite ou souffrant de diverses douleurs musculaires et articulaires. Il facilite les transferts avec confort et stabilité, ainsi que les changements de position pour les personnes âgées et les femmes enceintes. Ses mouvements de rotation fluides et effort peuvent être effectués à 360° vers la gauche comme vers la droite.

Sa base en plastique, conçue pour être antidérapante, assure une stabilité optimale sur diverses surfaces comme les sièges de voitures, les chaises et les lits. Le rembourrage en mousse garantit un confort accru lors des mouvements effectués.

Utilisation :

- Le disque de transfert rembourré, pivotant à 360° dans les deux sens, facilite le retournement manuel en position assise avec un effort réduit.
- À utiliser uniquement sur des surfaces planes et sèches.
- Placer le côté antidérapant vers le bas. Se glisser au centre du coussin et tourner les pieds dans la direction souhaitée.
- Si nécessaire, se faire assister lors de l'utilisation.

Caractéristiques :

- Pivote à 360° vers la gauche et la droite pour des mouvements fluides
- Plateau tournant en plastique avec revêtement amovible
- Idéal pour les douleurs musculaires et articulaires
- Éviter les torsions
- Base en plastique antidérapante pour une stabilité accrue
- Confort : rembourrage en mousse

Dimensions :

- Diamètre : 39 cm
- Épaisseur : 5 cm

Matériaux :

- Housse amovible
- Rembourrage et revêtement en mousse (75% coton, 25% polyester)

- Base et plateau amovible en plastique

Couleur : Noir

Capacité : 100 kg maximum