

## FICHE TECHNIQUE

### Distributeur d'alcool 70% avec recharge - Flacon de 250ml

Flacon équipé d'une pompe permettant d'une simple pression de libérer une dose d'alcool.

Convient pour la préparation de la peau avant les soins infirmiers.

Alcool isopropylique à 70%.

- Très économique par rapport à une imprégnation directe ou avec pissette.
- Hygiénique.
- Recharge de 500 ml vendue séparément.

**Conditionnement :**

Ensemble livré avec une pompe et recharge de 250 ml

Disponible également en 500 ml.

Pour l'imprégnation des boules, compresses et tampons de soins.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.*

*H226 Liquide et vapeurs inflammables.*

