



Distributeur d'alcool 70% avec recharge - Flacon de 500ml

Pour l'imprégnation des boules, compresses et tampons de soins.

Flacon équipé d'une pompe permettant d'une simple pression de libérer une dose d'alcool.

Convient pour la préparation de la peau avant les soins infirmiers.

Alcool isopropylique à 70%.

- Très économique par rapport à une imprégnation directe ou avec pissette.
- Hygiénique.
- Recharge de 500 ml vendue séparément.

Conditionnement :

Ensemble livré avec une pompe et recharge de 500 ml

Disponible également en 250 ml.

[Recharge de 500 ml](#) disponible en complément.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.*