

### Distributeur de pansements bleus détectables mural QuickFix Plum

Contient 90 pansements bleus détectables emballés individuellement.

Distributeur de pansements mural contenant 90 pansements bleus avec une surface métallique qui peut être détectée par un détecteur de métaux. Ces pansements sont particulièrement adaptés à l'industrie agroalimentaire. Ils sont fabriqués dans un matériau aéré.

#### Composition :

- Tissu bleu élastique dans le sens transversal (coton et polyamide)
- Compresse adhésive : Polymère acrylique hypoallergénique
- Compresse absorbante : Viscose et PP/PE non tissé
- Dimension ; 72 x 25 mm

- Le distributeur est facile à fixer aux endroits où les besoins sont les plus urgents

- Peut être vissé ou collé
- Accès direct et immédiat aux pansements
- Pansements bleus avec une surface métallique qui les rend détectables
- Chaque pansement se trouve dans un emballage hygiénique individuel et prêt à l'emploi lorsque vous le tirez du distributeur
- Le distributeur comporte un tiroir pour les petits objets, qui peut être fermé à clé

#### Kit comprenant :

- Un distributeur mural rechargeable
- 90 pansements bleus détectables
- Visserie et adhésif double face
- Clés pour le tiroir à petits objets

#### Egalement disponible :

- Recharge de 45 pansements bleus détectables QuickFix

Matériel médical CE

