



Distributeur de pansements imperméables mural QuickFix Plum

Contient 90 pansements imperméables emballés individuellement.

Distributeur de pansements mural contenant 90 pansements imperméables parfaitement adaptés aux environnements présentant un niveau d'humidité élevé. Les pansements en PE protègent et laissent respirer la peau.

Composition :

- PE (polyéthylène perforé coloris chair)
- Compresse adhésive : Polymère acrylique hypoallergénique
- Compresse absorbante : Viscose et PP non tissé
- Dimension ; 72 x 25 mm

- Le distributeur est facile à fixer aux endroits où les besoins sont les plus urgents
- Peut être vissé ou collé
- Accès direct et immédiat aux pansements
- Pansements confortables, aérés et résistants à l'eau qui s'adaptent aux mouvements de la peau
- Chaque pansement se trouve dans un emballage hygiénique individuel et prêt à l'emploi lorsque vous le tirez du distributeur
- Le distributeur comporte un tiroir pour les petits objets, qui peut être fermé à clé

Kit comprenant :

- Un distributeur mural rechargeable
- 90 pansements imperméables
- Visserie et adhésif double face
- Clés pour le tiroir à petits objets

Egalement disponible :

- Recharge de 45 pansements imperméables QuickFix

Matériel médical CE