

FICHE TECHNIQUE

Divan d'examen Egvar Blanc avec porte rouleau

Divan d'examen et de massage.

Sellerie tendue noire grand confort épaisseur 7.5 cm.
Dossier relevable autobloquant.
Piétement tube rond métal chromé avec barre centrale de renfort.

Porte rouleau inclus.

Possibilité d'ajouter une [paire d'étriers pour des examens gynécologiques](#).

Hauteur fixe : 78 cm.
Dimensions : L 180 x l 60 cm.
Dossier : L 55 x l 60 cm.

Diamètre pieds : 30 mm.

Poids maximum supporté : 130 kg

Sellerie Classé non feu M1.
Existe également en coloris : [Noir](#), [Gris](#), et [Bleu roi](#).

Livré en kit, à monter.

Fabrication Européenne. Garantie 3 ans.
Matériel médical CE.

Découvrez nos tabourets assortis dans la gamme tradition :

[Tabouret Tradition](#),
[Tabouret tradition avec dossier](#).

