

## FICHE TECHNIQUE

### Divan d'examen Egvar - Bleu Roi avec porte rouleau

Divan d'examen et de massage.

Sellerie coloris bleu roi, grand confort sans coutures d'épaisseur 7.5 cm.

Dossier relevable autobloquant.

Piètement tube rond métal chromé avec barre centrale de renfort.

Porte rouleau inclus.

**Hauteur fixe** : 78 cm.

**Dimensions** : L 180 x l 60 cm.

**Dossier** : L 55 x l 60 cm.

**Diamètre pieds** : 30 mm.

**Poids maximum supporté** : 130 kg

Sellerie Classé non feu M1.

Existe également en coloris [Blanc](#), [Noir](#), [Gris](#)

**Livré en kit, à monter.**

Fabrication Européenne. Garantie 3 ans.

**Possibilité d'ajouter une [paire d'étriers pour des examens gynécologiques](#)**

Découvrez nos tabourets assortis dans la gamme tradition :

[Tabouret Tradition](#),

[Tabouret tradition avec dossier](#).

