

## FICHE TECHNIQUE



### Divan d'examen Egvar - Gris

Table polyvalente pour examen, massage et soins

Valeur sûre de divan d'examen, ce modèle vous est proposé en version de base sans porte rouleau.

Modèle robuste et confortable. Une qualité inégalée pour ce prix très attractif.

Structure métal finition chromée.

Tube rond, diamètre 30 mm

Sellerie sans couture, d'épaisseur 4 cm, densité 30kg/m<sup>3</sup>.

Tête relevable autobloquante.

**Coloris :** Gris

Également disponible en coloris Noir.

**Dimensions :** H 75 x L 190 x l 60 cm

**Dossier :** L 55 x l 60 cm

**Assise horizontale :** L 130 x l 60 cm

**Poids maximum supporté :** 130 kg

Porte rouleau en option, avec supplément.

[Etriers gynécologiques également disponibles](#)

Classé non feu M2.

Fabrication Européenne.

Garantie 2 ans.

**Livré en kit, à monter.**