

### Divan d'examen Egvar - Gris avec porte rouleau

#### Divan d'examen et de massage.

Sellerie coloris gris, grand confort sans coutures d'épaisseur 7.5 cm.  
Dossier relevable autobloquant.  
Piètement tube rond métal chromé avec barre centrale de renfort.

Porte rouleau inclus.

Hauteur fixe : 78 cm.  
Dimensions : L 180 x l 60 cm.  
Dossier : L 55 x l 60 cm.  
Diamètre pieds : 30 mm.

Poids maximum supporté : 130 kg

Sellerie Classé non feu M1.  
Existe également en coloris [Blanc](#), [Noir](#), et [Bleu roi](#).

Livré en kit, à monter.

Fabrication Européenne. Garantie 3 ans.

Possibilité d'ajouter une [paire d'étriers avec étaux pour des examens gynécologiques](#).

