

FICHE TECHNIQUE

Divan d'examen Egvar - Noir avec porte rouleau

Divan d'examen et de massage.

Sellerie noire grand confort sans couture d'épaisseur 7.5 cm.

Dossier relevable autobloquant.

Piètement tube rond métal chromé avec barre centrale de renfort.

Porte rouleau inclus.

Hauteur fixe : 78 cm.

Dimensions : L 180 x l 60 cm.

Dossier : L 55 x l 60 cm.

Diamètre pieds : 30 mm.

Poids maximum supporté : 130 kg.

Sellerie Classé non feu M1.

Existe également en coloris [Blanc](#), [Gris](#) et [Bleu roi](#).

Livré en kit, à monter.

Fabrication Européenne. Garantie 3 ans.

Possibilité d'ajouter [une paire d'étriers avec étaux pour des examens gynécologiques.](#)

Découvrez nos tabourets assortis dans la gamme tradition :

[Tabouret Tradition](#),

[Tabouret tradition avec dossier.](#)

