



### Divan d'examen et de massage Ecopostural hauteur variable électrique

Nouveau piétement croisé pour une élévation 100% verticale.

Divan d'examen et de massage 2 parties électrique avec piétement croisé pour un confort d'élévation à la verticale sans déplacement latéral, dossier long relevable jusqu'à 80°.

- Hauteur variable de 47 à 95 cm, électriquement avec commande au pied. Pas de déport puisque la montée est verticale.
- Dossier longueur 58 cm avec cavité visage inclinable de -25° à 80°, par un système de vérin à gaz.
- Roues escamotables et pieds réglables en hauteur pour une stabilité maximale.
- Poids maximal supporté : 175 kg.
- Porte-rouleau inclus. Compatible avec les draps d'examen de largeur 50 à 75 cm.

Sellerie grand confort sans couture facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Garantie exempt de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré).

Densité de sellerie 25 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 5 cm.

Piétement métal avec finition blanc.

Choix de 25 coloris de sellerie.

Coloris Noir (43) en photo.

**OFFRE SPÉCIALE :** Pour l'achat d'un divan d'examen électrique ou hydraulique Ecopostural, un tabouret de la même couleur offert (voir image ci-contre).

#### Dimensions :

- Longueur 207cm
- Largeur 62 cm
- Hauteur variable de 47 à 95 cm
- Dossier : L 58 x l 62 cm
- Assise horizontale : L 144 x l 62 cm
- Poids 70 kg.

Fabrication européenne.

Garantie 3 ans.

Matériel médical CE

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets.](#)