

Salamender



Divan d'examen hauteur variable électrique Salamender S459

Table d'examen et de hauteur variable, dossier inclinable avec position de Trendelenburg

Design élégant, hauteur variable électrique, position de Trendelenburg télécommandée, dossier inclinable, sellerie grand confort avec 12 coloris au choix.

- Hauteur variable électrique de 71 à 98 cm.
- Position de Trendelenburg télécommandée, inclinaison jusqu'à -21°.
- 2 moteurs électriques 230V/4000-6000 Newtons (isolation classe 2).
- Télécommande manuelle 6 fonctions.
- Indice de protection IP66 contre les poussières et les projections d'eau.
- Dossier relevable de 0 à 50° avec vérin à gaz et commandes bilatérales.
- Chassis en acier époxy recouvert d'une coque ABS avec agent antibactérien (Interpon 700AB), coloris gris.
- Revêtement sellerie sans couture, ignifuge (classe M1), facilement lavable.
- Charge maximum : 190 kg.

La ligne 400 Salamender bénéficie d'un indice de protection IP66 contre les poussières et les projections d'eau, ainsi que d'un piétement avec traitement antibactérien.

Dimensions : L 185 x l 65 cm, dossier 64 cm, poids 81 kg.

Normes 93/42CE (classe 1), EN 60601-1 (CEI 62-5).

Fabrication Européenne, garantie 3 ans. Matériel médical CE.

Livraison gratuite Franco de port. Option pour livraison avec rendez vous et 2 porteurs pour RDC ou étage.

Livré avec porte rouleau pour drap d'examen et 2 supports latéraux pour télécommande et accessoires. En option : base 3 roulettes escamotables pour faciliter les déplacements, pied à sérum double crochets disponibles sur demande.