



### Divan d'examen pédiatrique électrique 2 parties - Salamander

Modèle électrique conçu pour faciliter l'examen des enfants et nourrissons. Longueur 140 cm, largeur 62cm.

Table d'examen - modèle électrique - à hauteur variable spécialement conçue **pour les soins pédiatriques et néonataux.**

Compacte, ergonomique et stable, elle assure un examen confortable et sûr des nourrissons et jeunes enfants, tout en simplifiant le geste du praticien.

Grâce à sa structure robuste, son **réglage électrique** et sa **sellerie hygiénique et moelleuse**, cette table offre une utilisation fluide, fiable et agréable au quotidien.

#### Points forts

- Hauteur variable électrique de 58 à 87 cm, réglable par commande au pied
- Dossier réglable manuellement de 0° à +40° (longueur 45 cm)
- Sellerie tendue grand confort, épaisseur 5 cm, densité 25 kg/m<sup>3</sup>
- Cavité visage intégrée pour plus de confort
- Base stable avec piétement en époxy blanc et roues escamotables
- Revêtement sans couture, facilement lavable et classé non-feu M2
- Construction solide et durable, adaptée aux usages intensifs en cabinet ou hôpital

#### Performances et ergonomie

- Excellente stabilité durant l'examen, même en position haute
- Nettoyage simplifié pour un haut niveau d'hygiène
- Sellerie conçue pour résister aux désinfectants usuels

#### Caractéristiques techniques

- Longueur : 140 cm
- Largeur : 62 cm
- Dossier : 45 cm
- Hauteur variable : 58 à 87 cm
- Épaisseur sellerie : 5 cm
- Densité mousse : 25 kg/m<sup>3</sup>
- Poids supporté : 135 kg
- Poids du divan : 60 kg
- Piétement : acier époxy blanc



**Garantie châssis : 3 ans.**

**Supplément pour livraison sur rendez-vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.**