



## FICHE TECHNIQUE

### Divan d'examen à commande accès multiples Ecopostural

#### Idéal pour le confort du patient et du praticien

Hauteur variable électrique avec commande à accès multiples aux pieds.  
Elévation verticale avec déplacement latéral.

Hauteur variable de 47 cm à 90 cm.

Poids maximal supporté : 175 kg.

Dossier avec cavité visage réglable avec déclive -15° et proclive + 70°, par un système de vérin à gaz.

Sellerie grand confort sans couture facilement lavable.

- Epaisseur 5 cm.
- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Garantie exempt de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré).

Différentes densités de sellerie adaptées à l'activité :

- 25 kg/m<sup>2</sup> pour examen médicaux.
- 40 kg/m<sup>2</sup> pour kinésithérapie, ostéopathie et massage.
- 100 kg/m<sup>2</sup> sur demande.

Roues escamotables avec actionnement par pédale et pieds ajustables en hauteur.

Piètement en acier thermolaqué. Peinture epoxyde, sans solvant.

Emplacement tête pour position ventrale.

**Convient également pour les soins en institut.**

**OFFRE SPÉCIALE :** Pour l'achat d'un divan d'examen électrique ou hydraulique Ecopostural, un tabouret de la même couleur offert (voir image ci-contre).

Dimensions :

- Longueur : 188 cm
  - Largeur : 62 cm ou 70 cm
  - Hauteur variable de 47 à 90 cm
  - Dossier : L 75 x l 62 ou 70 cm
  - Assise horizontale : L 112 x l 62 ou 70 cm
- Poids : 70 kg

22 coloris au choix.

Porte rouleau inclus. Compatible avec les draps d'examen de largeur 50 à 75 cm.

Etriers gynécologiques amovibles en option (à déterminer lors de votre commande)

Livraison gratuite franco de port.

Option pour livraison avec rendez-vous et 2 porteurs pour RDC ou étage.

Fabrication européenne, garantie 3 ans.

Matériel médical CE.



Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid.  
[Voir les tabourets.](#)