

### Doigtiers polyéthylène 2 doigts sous emballage individuel - Sachet de 100

Doigtier sous emballage individuel hygiénique.

Doigtiers 2 doigts à usage unique. Permet de protéger les doigts du praticien lors d'exams gynécologiques et/ou proctologiques.

- Usage unique.
- En polyéthylène blanc.
- Grande résistance.
- Souple.
- Sans latex.
- Non laqué.

Conditionnement par sachet de 100 doigtiers sous emballage individuel.

Matériel médical CE.

