

FICHE TECHNIQUE



Drap d'examen non tissé - Feuille découpée 75x210cm - 22 gr - Bastos

Présentation en feuille prête à l'emploi, largeur 75 cm, longueur 210 cm

- Polypropylène non tissé 22 gr/m²
- Indéchirable et resistant aux tractions.
- Résiste à l'eau, aux huilles et aux produits de soins.
- Format découpé.
- Coloris blanc.

Recommandé pour les soins d'esthétique et soins médicaux techniques.

Conditionné en carton de 100 draps, 75 x 210 cm.