



Drap d'examen plastifié 21g 100% recyclé largeur 50 cm - Fabrication européenne - Robé Médical

Papier 100% recyclé, une face absorbante, une face plastifiée pour un maximum de protection. Longueur totale 50 m.

[Suite à une rupture fournisseur, ce produit sera disponible début d'année 2024]

Drap d'examen en papier 100% recyclé avec plastique polyéthylène contre-collé.

1 face absorbante pour le confort du patient, 1 face imperméable pour la protection du divan d'examen.

Doux, absorbant, résistant et imperméable aux liquides.

- Papier 100% recyclé.
- Face plastifiée en polyéthylène.
- Rouleau de 132 formats prédécoupés soit 50m de longueur totale.
- Épaisseur: 21 g/m².
- 1 face absorbante: 20 g/m².
- 1 face plastifiée imperméable: 6 g/m².

Pour tables de consultations médicales en cabinet ou milieu hospitalier (gynécologie, pédiatrie, gériatrie...).

Également utilisé dans les cabinets de kinésithérapie, centres esthétiques et de massage, salons de tatouage, vétérinaires.

Dimensions d'un rouleau : largeur 50 cm x longueur 50 m.

Poids du rouleau : 700g.

Dimensions d'un format (feuille): 38cm x 50 cm.

Vendu par carton de 12 rouleaux.

Emballage individuel.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.