

FICHE TECHNIQUE

Drap housse polyuréthane pour la prévention de l'escarre

Pour la protection des matelas à prévention d'escarres à mousse découpée (matelas gaufrier)

Drap housse en polyuréthane, 50 microns. Tissu imperméable, respirant et souple, d'une très grande finesse.

- Élastiqué sur tout le pourtour.
- Extensible,
- Antibactérien,
- Biôpruf.

Couleur : blanc.

Utilisation à l'hôpital et au domicile.

Entretien avec tous les détergents habituels.

Lavable à 90°.

3 tailles disponibles :

- 90 x 190 x 15 cm.
- 90 x 200 x 15 cm.
- 140 x 190 x 15 cm.

