

FICHE TECHNIQUE



Durcissant Sealor - 15ml - Maqpro

Permet de réaliser et simuler des plaies.

Indispensable pour les réalisations de plaies, le **Sealor** va former une "protection" qui augmentera la tenue du Plasto-Nat, il sera possible de faire des compressions.

C'est un film de couleur transparente qui va permettre de durcir le Plasto-Nat.

Ne rougit pas la peau.

Mode d'emploi :

S'applique à l'aide d'un Pinceau ; une fois la blessure "durcie", on peut la maquiller, l'asperger de Sang, de Liquide Transpiration... Celle-ci est *waterproof*

Démaquillage :

À l'aide d'un coton hydrophile imbibé de Dissolvant Colles. Finir le démaquillage avec un peu de Cleaner pour une peau nette sans gras. Nettoyer le Pinceau aussi au Dissolvant Colles.

Conditionné par flacon de 15ml.

Fabrication Française.

ATTENTION: Ne jamais appliquer à proximité des yeux ou des muqueuses.