



### ECG KardiaMobile 1L - 1 piste - AliveCor - OMRON

ECG connecté 1 piste de qualité médicale en seulement 30 secondes.  
Fonctionne avec l'application Kardia sur smartphone ou tablette.

Moniteur compact conçu pour contrôler avec précision le rythme cardiaque, détecter la Fibrillation Auriculaire (FA), la Bradycardie ou la Tachycardie afin de prévenir le risque d'AVC.

**En seulement 30 sec**, en plaçant l'index et le majeur sur les électrodes intégrées, il réalise un nombre illimité d'ECG à une seule piste, sans utiliser de fils, de patchs ou de gel.

**Il permet de visualiser, de sauvegarder et de partager** directement les résultats de l'ECG avec le médecin, pour un suivi régulier.

Existe également en version 6 pistes sous la référence OMR389

- Avec l'application KardiaMobile-AliveCor, sur [Android](#) et [Apple](#)

- ECG à dérivation unique
- Détection fiable des arythmies
- Portable, compact et connecté
- Simple d'utilisation
- Pour un usage personnel à tout moment, sans nécessiter d'accessoires
- Clip de fixation au smartphone pour une utilisation à tout moment
- Communication : Modulation de fréquence
- Électrodes : main gauche, main droite

**Poids** : 18g

**Dimensions** : 8,2 cm x 3,2 cm x 0,35 mm

**Matériaux** : acier inoxydable, polycarbonate, ABS

**Alimentation** : pile CR2016 (incluse)

**Autonomie** : 200 heures

**Température** : +10°C à +45°C

**Taux d'humidité** : 15 à 95 %

**Garantie** : 2 ans

**Contenu de la boîte** :

- Appareil KardiaMobile
- Guide de démarrage rapide de 10 pages (en + de 6 langues)
- Clip de fixation pour téléphone
- Pile incluse dans l'appareil

Existe également en 6 pistes : [OMR390](#)

*Dispositif Médical de classe IIa, conforme à la directive 2014/53/UE.*