

FICHE TECHNIQUE



Eau oxygénée Gilbert stabilisée 10 volumes - Flacon de 250 ml

Pour le nettoyage et la désinfection.

A base de H₂O₂ (péroxyde d'hydrogène).

Désinfectant et hémostatique, arrête le saignement des écorchures.

- Nettoye la peau.
- Usage externe.
- Voie cutanée.
- Sans alcool.

Le terme "10 volumes" indique qu'un litre de solution peut délivrer 10L d'oxygène actif.

Vendu en flacon de 250 ml.

Fabrication française.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.