

FICHE TECHNIQUE


Électrode mousse à pression pour holter et épreuve d'effort - 36 x 48mm - Sachet de 30 - ESVICO

Modèle longue durée pour holter, test d'effort et monitoring - sachet stérile de 30 électrodes - fabrication européenne

Support mousse adhésif pré-gélifié pour une adhérence optimale sur la peau du patient. Composants hypoallergéniques.

Excellente conductivité avec Ag/AgCl.

Électrodes rectangulaires: 36 x 48 mm.



- Mousse PE: épaisseur 1mm
- Adhésif hypoallergénique
- Film sous adhésif siliconné
- Surface pré-gélifiée: Ø 17 mm
- Contact haute sensibilité Ag/AgCl assurant une bonne conductivité
- Pression acier inoxydable
- Sans latex
- Sans PVC
- Usage unique

Conditionnement en sachet étanche et stérile de 30 électrodes.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.

Validité : 5 ans.