



### Electrodes pédiatriques et néonatales pré-gélifiées - ø30mm et ø40mm

Electrodes pédiatriques et néonatales avec support mousse et bouton à pression

Ces électrodes pédiatriques et néonatales sont pré-gélifiées et ont un support mousse.

La fixation se fait par bouton à pression Ag/AgCl.

#### Disponible en deux diamètres :

- ø40mm pour les électrodes pédiatriques
- ø30mm pour les électrodes pédiatriques/néonatales

#### Conditionnement :

- ø40mm : sachet de 50 électrodes
- ø30mm : sachet de 30 électrodes

Matériel médical CE.