

Embouts jetables OtoClear pour kit de lavage - Bionix

L'embout OtoClear est compatible avec le kit d'irrigation avec pulvérisateur.

L'embout OtoClear a été conçu pour sécuriser, accélérer et optimiser l'irrigation de l'oreille à l'aide du pulvérisateur d'eau OtoClear.

Caractéristiques :

- Permet un lavage tourbillonnaire qui déloge efficacement le cérumen.
- Réduit le reflux grâce aux orifices de sortie.
- Empêche l'insertion excessive de part sa conception évasée.
- Embout à usage unique.

Conditionné par boîte de 40 embouts.

Matériel médical CE.

