

FICHE TECHNIQUE

Embouts jetables diamètre 26 mm - Lot de 100

Embouts à usage unique pour débitmètre de pointe taille 26 mm

Embouts en carton mis sous blister

Pour spiromètres et débitmètres avec un embout de diamètre extérieur 26 mm (diamètre intérieur 24mm).

Vendu par lot de 100 unités.

Matériel médical CE.

[Existe également en taille standard pour enfant ou adulte.](#)

[Existe également en version standard avec valve anti-reflux.](#)

