

### Couverture de survie - 1-Medical

Idéal pour les situations d'urgence nécessitant de la chaleur ou une protection contre les intempéries.

Ces couvertures thermiques d'urgence sont un élément essentiel de tout kit d'urgence, parfaites pour les sacs de secours, les sacs de voyage d'urgence et les kits d'urgence à domicile ou pour la voiture.

Fabriquées à partir de feuille de qualité supérieure imperméable et résistante aux intempéries, ces couvertures garantissent la rétention ou la réflexion de la chaleur. Elles sont une bouée de sauvetage dans les environnements humides, humides et froids, où elles bloquent la pluie, la neige et l'humidité.

#### Spécifications techniques :

- Taille dépliée : 63 x 82,7 pouces (160 x 210 cm),
- Poids : 40 g.

*Matériel médical CE.*

