

Ensemble complet coussin d'assise et dos Kalli

Kit coussin d'assise et dos pour posture et maintien.

Le Kit coussin d'assise et de dos Kalli Haute résilience se compose de 2 coussins :

Le coussin Kalli Haute résilience : améliore les postures avec sa forme ergonomique et son coussin à mémoire de forme.

- Housse amovible
- Une poignée de transport
- Dessous anti-glisse

Le coussin Kalli dos : améliore la position assise. Le coussin aide à la circulation du sang et prévient des escarres.

- Housse imperméable
- Housse amovible
- Une bande élastique dans le dos du coussin

Matériel Médical CE.

