

## FICHE TECHNIQUE

### Eponge pour dos avec manche extra long 56 cm, Robemed

Légère et ergonomique.

Manche légèrement courbé pour plus de confort lors de la toilette. Pour les personnes ayant peu de mobilité au niveau des épaules ou des bras. Pour se nettoyer le dos sans effort.

- Éponge en mousse douce.
- Manche long pour atteindre plus facilement les parties du dos.
- Trou de suspension pour faire sécher l'éponge.

#### Entretien :

- Nettoyage à l'eau et au savon. Laisser sécher après utilisation.

#### Précautions :

- Regarder régulièrement si le produit n'est pas endommagé.

Longueur totale : 56 cm.

Longueur du manche : 42,5 cm.

Poids : 78 g.

Matériau : éponge en mousse polyuréthane et manche en plastique ABS.

