

Étiqueteuse traçabilité de stérilisation 2 lignes 20 numéros V20 Printex

Modèle 2 x 10 numéros dont dates stérilisation/expiration, n° de lot et référence opérateur/produit.

L'étiqueteuse manuelle V20 vous permet une traçabilité parfaite pour votre processus de stérilisation vapeur par l'utilisation d'étiquette avec indicateur de stérilisation, date de stérilisation, et date d'expiration.

Modèle 2 x 10 numéros d'impression sur 2 lignes en 5 groupes de numérotation :

- Date de fabrication (6 caractères)
- Date d'expiration (6 caractères)
- Référence opérateur/produit (1 caractère)
- N° de lot primaire/produit (3 caractères)
- N° de lot secondaire/opérateur (3 caractères)
- Indicateur couleur de stérilisation : bandeau rose devant marron après stérilisation.

L'opérateur imprime une première étiquette qu'il conserve dans son registre de stérilisation (ou cahier de stérilisation).

Une deuxième étiquette identique est apposée sur l'emballage d'utilisation du dispositif à stériliser.

Après stérilisation, l'étiquette est replacée dans le registre de traçabilité attestant du bon fonctionnement du processus de stérilisation, le numéro de LOT, la date de stérilisation et la date d'expiration.

Avec l'étiqueteuse V20, la traçabilité de la procédure de stérilisation est assurée en conformité avec le code de la santé publique.

Coloris : Blanc.

Dimensions: L.23,5 x l.12,5 x épaisseur 5 cm.

Poids: Environ 410g.

L'étiqueteuse manuelle V20 doit être utilisée avec des étiquettes de la taille suivante: 26 x 16 mm.

L'étiqueteuse manuelle V20 est livrée avec un rouleau d'étiquettes et un tampon encreur.

Fabrication Européenne.

Garantie : 2 ans.

