



### Étuis couvre thermomètre à usage unique Soft Temp - Boîte de 1000

Couvre thermomètre jetable pour une hygiène parfaite lors de la prise de température

Élimine tous risques de contamination lors de la prise de température. Avec paroi transparente très fine et résistante, cette protection vous permet une prise de température précise quel que soit le thermomètre. Son étanchéité garantit une hygiène parfaite.

Absence totale de contact entre le patient et le thermomètre avant, pendant et après la mesure.

Ce dispositif peut être utilisé en mode rectal, axillaire ou oral.

- Protection transparente.
- Usage unique.
- Non lubrifiés.
- Souples et résistants.
- Informations patient à inscrire sur l'étui (nom, n° chambre, n° lit, température, durée).

Convient pour tous les thermomètres électroniques ou au gallium, pour une prise de mesure rectal, oral ou axillaire.

Conditionnement en boîte de 1000 étuis de protection pour thermomètres.

Fabriqué en Europe.

Matériel médical CE.