



### Fauteuil Pèse-Personne Classe III Ms225 - Portée 250 kg - Marsden

Fauteuil de pesée jusqu'à 250 Kg, calcul IMC et surface corporelle. Alimentation piles et secteur

Fauteuil pèse personne électronique léger, facile à transporter et à déplacer. Poignées de poussée, roues freinées, accoudoirs et repose pieds escamotables.

Portée allant jusqu'à 250 kg avec une précision 100g.

Calcul de la surface corporelle (BSA), en plus du calcul IMC (formule Dubois voir + d'infos).

Alimentation sur secteur avec adaptateur ou avec 6 piles (AA). Autonomie 180 heures soit environ 9000 pesées.

Fourni avec carnet de métrologie, homologation Classe III pour les utilisations à usage médical.

- Portée 250 kg.
- Graduation par 100g.
- Boîtier 17,5 cm x 11 cm.
- Écran LCD: 9,5 cm x 3,2 cm.
- 5 fonctions: ON/ZÉRO/OFF (Marche/Arrêt), UNIT (Unités), BMI (IMC), BSA (SC), SEND (Envoi), HOLD (Pause) et TARE (tarage de la balance).
- Affichage de l'état de la batterie.
- Alimentation : 6 piles AA (non fournies) et adaptateur secteur.
- Autonomie 180 heures soit environ 9000 pesées.

#### Dimensions détaillées:

- Largeur totale avec accoudoirs: 60 cm.
- Hauteur totale: 101 cm.
- Dimensions assise: largeur 40,5 cm x profondeur 38,5 cm.
- Dimensions dossier: largeur 42 cm x hauteur 29 cm.
- Hauteur sol/assise: 50 cm.
- Hauteur sol/poignées: 90 cm.
- Hauteur sol/cadre: 18 cm.
- Profondeur repose-pieds à poignée: 96 cm.
- Profondeur repose-pieds pliés à poignée: 81 cm.
- Ecartement assise/dossier: 22,5 cm.
- Ecartement roulettes (largeur): 40,5 cm.
- Ecartement roulettes (profondeur): 47 cm.
- Ecartement entre les accoudoirs : 49,5 cm.

- Poids: 18 kg.

Livré avec carnet de métrologie homologation Classe III.

Garantie 4 ans.  
Matériel médical CE.