



Fauteuil d'examen Ecopostural

Idéal pour l'auscultation générale.

Destiné aussi bien aux généralistes qu'aux spécialistes, ce divan permet l'examen du patient en position assise, allongée ou semi-allongée.

Fauteuil universel à hauteur variable électrique avec dossier et jambières relevables manuellement. Modèle polyvalent pour tous types d'examens. Hauteur variable de 58 à 87 cm.

Le fauteuil permet de placer le patient en position de Trendelenburg (ou position dorsosacrée déclive) afin d'avoir le bassin plus élevé que la tête et les épaules.

Sellerie grand confort sans couture facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Garantie exempt de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré).
- Jambière avec protection plastifiée.

Densité de sellerie 25 kg/m³, épaisseur 5 cm.

25 coloris au choix (voir nuancier).
Coloris Ciel (55) en photo.

Dossier longueur 86 cm, inclinable de -7° à +75° par vérin à gaz.
Jambière 43 cm, inclinable de -90° à +15° par un système autobloquant.

Structure : tube d'acier laqué avec peinture cuite au four.

Réglage en hauteur par moteur électrique avec commande au pied.

Avec roulettes escamotables par un seul levier.

Dimensions :

- Longueur : 182 cm
- Largeur : 62 cm
- Hauteur variable de 58 à 87 cm
- Dossier : L 86 x l 62 cm
- Partie centrale : L 48 x l 62 cm
- Jambière : L 43 x l 62 cm
- Accoudoir : L 43 x l 11 cm

Poids : 62 kg.

Poids maximal supporté : 150 kg.

Fabrication européenne.
Garantie 3 ans.

Livraison gratuite franco de port
Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.