



Fauteuil de prélèvement et dialyse - Ecopostural - hauteur fixe

Fauteuil de prélèvement et dialyse - Fauteuil à hauteur fixe 60cm

Tête inclinable : -7° / $+75^{\circ}$ par un système autobloquant. Tête avec coussin appuie tête.

Jambière inclinable : -90° / $+15^{\circ}$ par un système autobloquant.

Accoudoirs de prélèvement non inclinables, mais réglables en hauteur par système à étaux pour un meilleur confort du patient

Sellerie tendue grand confort sans couture facilement lavable.

- Classé non feu M2
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles
- Couleur résistante à la lumière
- Garanti exempt de substances nocives
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (staphylocoque doré)
- Jambières avec protection plastifiée

Densité de sellerie : 25 kg/m², épaisseur 6 cm

Coloris : 25 coloris au choix

Matériaux : Chassis en époxy blanc

Dimensions : 177 x 62 cm

Poids : 41Kg

Charge maxi : 135 kg

Garantie : 3 ans

Matériel Médical CE

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets.](#)