

### Fauteuil de repos et de gériatrie Salamender

Sellerie grand confort et inclinaison du dossier jusqu'à 162°

Fauteuil de repos 3 parties avec inclinaison synchronisée du dossier et repose jambes, accoudoirs multi-positions et réglable en hauteur. Sellerie tendue grand confort imperméable, anti-glisse et facilement lavable. Modèle disponible avec roues et repose pieds pour la mobilité.



- Dossier inclinable de 100° à 162°
- Dossier et repose jambes : inclinaison simultanée à l'aide d'un levier latéral
- Dossier et assise imperméable
- Châssis en acier époxy recouvert d'une coque ABS avec agent antibactérien (Interpon 700AB), coloris gris
- Dossier et repose jambes en ABS thermoformé
- Sellerie rembourrée 30 kg/m<sup>2</sup>, ignifuge (classe M1)
- Facilement lavable à l'eau savonneuse ou avec désinfectant
- Accoudoirs en polyuréthane basculants, réglable sur 6 positions
- Bouton de retour automatique en position assise
- Poignée au dos du fauteuil
- Poids supporté : 120kg
- 15 coloris au choix

#### 3 modèles au choix :

- **Syncro Basic** : Fauteuil de repos sans roues.
- **Syncro** : Fauteuil de repos mobile avec 4 roues dont 2 avec freins.
- **Syncro Plus** : Fauteuil de repos mobile avec 4 roues directionnelles avec freins et repose pieds.

**Dimensions** : 74x90x127 cm

**Largeur d'assise** : 51 cm

**Hauteur du dossier** : 73 cm

**Poids** : 32 kg

**Roues** : Ø125 mm

Fabrication européenne, garantie 3 ans.

Matériel médical CE.

Livraison gratuite Franco de port. Option pour livraison avec rendez-vous et 2 porteurs pour RDC ou étage.

Livré complet avec accoudoirs en polyuréthane, roues freinées (pour les modèles mobiles).

En option : pied à sérum double crochets, support pied à sérum, support poche à urine, tablette repas en polycarbonate avec revêtement stratifié anti-glisse et anti-rayures, appui-tête rembourré, disponible sur demande.