



### Fauteuil de transfert pivotant pour le bain et la douche - Adaptable et ajustable - Anti-corrosion

Assise pivotante, confortable et coulissante avec une utilisation polyvalente et sécurisée.

Ce fauteuil de transfert offre une solution optimale pour faciliter l'accès au bain de manière sécurisée et confortable.

L'assise pivotante et coulissante du fauteuil offre un confort optimal, facilitant les mouvements lors du transfert.

Ce fauteuil peut être utilisé seul ou accompagné, favorisant ainsi le maintien de l'autonomie.

Il s'adapte aux différentes largeurs de baignoires et aux bacs à douche.

Les pattes de fixation du fauteuil sont équipées d'un revêtement antidérapant et sont ajustables en largeur, assurant une parfaite adaptation à différentes baignoires.

Les accoudoirs peuvent être escamotés, facilitant ainsi les transferts. Les molettes indexées permettent un verrouillage sécurisé des positions, assurant une utilisation en toute sécurité.

- Assise pivotante
- S'adapte aux différentes largeurs
- Structure du fauteuil intégralement anti-corrosive
- Assemblage rapide
- Adapté pour les personnes ayant besoin d'un support sûr et pratique

Il est idéal pour les environnements médicaux, les établissements de soins et les domiciles.

#### Caractéristiques :

- Pivote à 360° et coulisse facilement
- S'adapte aux différentes largeurs de baignoires et de bacs à douche
- S'utilise seul ou accompagné
- Verrouillage sécurisé grâce aux molettes indexées
- Siège et accoudoirs rembourrés
- Avec ceinture de sécurité
- 4 pieds réglables en hauteur
- Durable - Matériel anticorrosion
- Entretien facile
- Assemblage rapide

#### Dimensions :

Hauteur du fauteuil : De 78 à 88 cm

Hauteur d'assise : De 51 à 58 cm

Hauteur d'accoudoirs : De 61 à 72 cm

Siège : 39 x 32 x 37 cm

Dossier : 43 cm x 19 cm

Largeur entre les pieds de la chaise : De 82 à 85 cm

Profondeur entre les pieds de la chaise : De 47 à 51 cm

**Poids** : 8,4 kg

**Charge maximale** : 150 kg

**Composition** : Aluminium, EVA, PU

**Coloris** : Bleu et chrome

**Compris :**

- Fauteuil
- 4 pieds réglables
- Fiche technique

-----

Matériel médical CE de Classe I